


Wb 및 Elisa용 Anti-Tpmt 토끼 단일클론 항체 - P51580

품목 번호: CM0002562



소개

인간 TPMT(티오퓨린 S-메틸전이효소)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA 애플리케이션용으로 설계되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 티오퓨린 약물 대사 및 약물유전체학 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPMT Rabbit mAb
비고/별칭	TPMTD; TPMT
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7172
GeneID	7172
면역원(Immunogen)	인간 TPMT (P51580)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P51580
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 백(Ice bag)