


Wb, If/Icc, Elisa용 항Tpmt 토끼 다클론 항체 - P51580

품목 번호: CM0016244



소개

인간 TPMT(티오퓨린 S-메틸트랜스퍼라제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 티오퓨린 약물 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TPMT 토끼 pAb
비고/별칭	TPMTD; TPMT
종	인간
유전자ID (인간)	7172
유전자ID	7172
면역원	인간 TPMT (NP_000358.1)의 아미노산 1-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51580
단백질 분자량	28kDa
배송 방식	아이스 팩