


Wb, Elisa용 Anti-Tpo-R/Cd110/C-Mpl 단일클론 항체 - P40238

품목 번호: CM0003036



소개

인간 혈소판 생성 인자 수용체(TPO-R/CD110/c-Mpl)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에 대한 교차 반응성을 확인하였으며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 거대핵세포 분화 및 혈소판 생성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPO-R/CD110/c-Mpl Rabbit mAb
비고/별칭	MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	4352
유전자 ID	4352
면역원(Immunogen)	인간 TPO-R/CD110/c-Mpl (P40238)의 아미노산 536-635 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P40238
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)