

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tpp2 Rabbit Polyclonal Antibody - P29144

품목 번호: CM0025257

소개

인간 TPP2 (Tripeptidyl-peptidase 2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 및 아미노산 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPP2 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD78; TPP-2; TPPII; TPP-II; TPP2
종	인간
GeneID (Human)	7174
GeneID	7174
면역원	인간 TPP2 (NP_003282.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29144
단백질 분자량	138kDa
배송	아이스백