

Wb 및 Elisa용 Anti-Tppp3 토끼 다클로날 항체 - Q9Bw30

품목 번호: CM0027621



소개

인간 TPPP3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미세소관 역학, 배아 착상 및 자궁내막 기능 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량 19 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPPP3 Rabbit pAb
비고/별칭	p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	51673
유전자 ID	51673
면역원	인간 TPPP3 (NP_057048.2)의 아미노산 1-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BW30
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백