

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tppp/P25 단일클론 항체 - O94811

품목 번호: CM0008354



소개

인간 TPPP/p25(p24, TPPP1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 미세소관 역학, 수초 형성, 세포 이동 및 세포 주기 연구에 적합합니다. 분자량 24kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPPP/p25 Rabbit mAb
비고/별칭	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	11076
유전자 ID	11076
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 TPPP/p25 (O94811)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O94811
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백