

Wb 및 Elisa용 Anti-Tppp/P25 토끼 다클로날 항체 - O94811

품목 번호: CM0030459



소개

Western blot 및 ELISA용 TPPP/p25 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다.

미세소관 역학 및 수초 형성 연구에 적합합니다. -

O94811

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPPP/p25 Rabbit pAb
비고/별칭	p24; p25; TPPPI; TPPP/p25; p25alpha
종(Species)	Human
GeneID (Human)	11076
GeneID	11076
면역원(Immunogen)	인간 TPPP/p25 (NP_008961.1)의 아미노산 1-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O94811
단백질 분자량(Protein Weight)	24kDa
배송(Shipping)	Ice bag