

Wb, Elisa용 Anti-Tprg1L 토끼 다클론 항체 - Q5T0D9

품목 번호: CM0022360

소개

시냅스 방출 확률을 조절하는 시냅스 전 단백질인 TPRG1L(mover/FAM79A)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 신경과학 연구에 이상적이며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 TPRG1L(MOVER)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPRG1L 토끼 pAb
비고/별칭	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
종	인간
유전자 ID(인간)	127262
면역원	인간 TPRG1L(NP_877429.2)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q5T0D9
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백