


Wb 및 Elisa용 Tpst2 항체(다클론) - O60704

품목 번호: CM0019769



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 인간 TPST2에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 티로신 O-황산화를 촉매하는 골지체 막 효소인 단백질-티로신 황산화효소 2를 검출합니다. 인간 및 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPST2 Rabbit pAb
비고/별칭	TPST-2; TANGO13B; TPST2
종	인간
GeneID (인간)	8459
GeneID	8459
면역원	인간 TPST2의 아미노산 280-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003586.3)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O60704
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩