


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Tpx2 다클론 항체 - Q9Ulw0

품목 번호: CM0022663



소개

TPX2 토끼 다클론 항체, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증 완료; 인간 및 랫트와 반응합니다. 방추체 조립, 유사분열 및 세포주기 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TPX2 토끼 pAb
비고/별칭	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD:C20orf1; TPX2
종	인간
유전자 ID	22974
면역원	재조합 단백질 (인간 TPX2(NP_036244.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫트
SWISS	Q9ULW0
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스 팩