


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tra2B 토끼 다클로날 항체 - P62995

품목 번호: CM0026731



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-TRA2B 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 TRA2B를 인식합니다. 스플라이싱 조절 및 신경 퇴행성 연구에 이상적입니다. - P62995

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRA2B Rabbit pAb
비고/별칭	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
종(Species)	사람 (Human)
GeneID	6434
면역원(Immunogen)	사람 TRA2B (NP_004584.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P62995
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백