

Wb 및 Elisa용 Anti-Trac 토끼 다클론 항체 - P01848

품목 번호: CM0019877



소개

인간 T 세포 수용체 알파 사슬 불변 영역(TRAC)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성을 보입니다. T 세포 면역학 및 면역분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAC 토끼 pAb
비고/별칭	IMD7; TCRA; TRA@; TRAC
종	인간
GeneID (인간)	6955
GeneID	6955
면역원	인간 TRAC의 아미노산 20-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(AAH20840.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P01848
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩