


Wb, Ip, Elisa용 항Traf2 단클론 항체 (Kd 검증 완료) - Q12933

품목 번호: CM0002653



소개

WB, IP, ELISA에 사용하는 토끼 단클론 [KD 검증 완료] TRAF2 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. NF- κ B 및 JNK 신호 전달에 관여하는 E3 유비퀴틴 리게이스 표적으로하며 아폽토시스 연구에 매우 중요합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] TRAF2 토끼 mAb
비고/별칭	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; [KD 검증 완료] TRAF2
종	인간
GeneID (인간)	7186
GeneID	7186
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12933
단백질 분자량	53kDa/54kDa/55kDa/61kDa
배송 방법	아이스팩