


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Traf2 다클론 항체 - Q12933

품목 번호: CM0014192



소개

인간 TRAF2(SWISS: Q12933)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. TRAF2는 NF- κ B, JNK 및 세포사멸 경로를 조절하는 E3 유비퀴틴 리가아제입니다. 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAF2 토끼 pAb
비고/별칭	TRAF2; TRAF3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
종	인간
유전자 ID (인간)	7186
유전자 ID	7186
면역원	인간 TRAF2 (NP_066961.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12933
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백