


Wb 및 Elisa용 Anti-Traf2 토끼 다가 항체 - Q12933

품목 번호: CM0020289



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 TRAF2 토끼 다가 항체로, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 세포 생존 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여하는 NF- κ B 및 JNK 신호 전달의 핵심 조절 인자인 TNF 수용체 관련 인자 2를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAF2 Rabbit pAb
비고/별칭	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	7186
GeneID	7186
면역원(Immunogen)	제조항 단백질: 인간 TRAF2 (NP_066961.2)의 아미노산 190-350에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q12933
단백질 분자량	56 kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)