


Wb 및 Elisa용 항-Traf3 다클론 항체 - Q13114

품목 번호: CM0015042



소개

인간 TRAF3를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 마쳤습니다. NF- κ B 및 선천성 면역 신호 전달의 핵심 E3 유비퀴틴 리가아제인 인간, 마우스 및 쥐의 TRAF3(64 kDa)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	TRAF3 토끼 pAb
비고/별칭	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
종	인간
GeneID (인간)	7187
GeneID	7187
면역원	합성 펩타이드: 인간 TRAF3(NP_003291.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13114
단백질 무게	64kDa
배송	아이스팩