


Anti-Traf3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q13114

품목 번호: CM0029221



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 TRAF3 토끼 다클로날 항체(pAb). 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)와 반응합니다. 면역 신호 전달에서 세포질 E3 유비퀴틴 리가제 연구에 대해 검증되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TRAF3 Rabbit pAb
비고/별칭	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7187
유전자 ID	7187
면역원	합성 펩타이드: 인간 TRAF3 (NP_003291.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	Q13114
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백