

Wb, If/Icc, Elisa용 항Traf3Ip2 토끼 다클론 항체 - O43734

품목 번호: CM0030992



소개

IL-17 신호전달 및 NF- κ B 활성화에 필수적인 E3 유비퀴틴 리가제인 TRAF3IP2(ACT1/CIKS)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAF3IP2 토끼 pAb
비고/별칭	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
종	사람
유전자 ID (사람)	10758
유전자 ID	10758
면역원	제조항 단백질: 사람 TRAF3IP2(NP_671733.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O43734
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스 팩