

Wb, Elisa용 항-Traf4 토끼 단클론 항체 - Q9Buz4

품목 번호: CM0006690



소개

인간 TRAF4에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 쥐와 교차 반응합니다. 세포 증식, 분화, DNA 복구 및 NF-κB 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAF4 토끼 mAb
비고/별칭	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
종	인간
유전자 ID (인간)	9618
유전자 ID	9618
면역원	인간 TRAF4 (NP_004286.2)의 아미노산 209-470에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9BUZ4
단백질 분자량	54 kDa
배송 방법	아이스 팩