


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항Traf6 단클론 항체 - Q9Y4K3

품목 번호: CM0007450



소개

인간 TRAF6에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 면역 및 파골세포 분화에서 NF- κ B 및 JNK 신호 전달에 결정적인 역할을 하는 E3 유비퀴틴 리가아제인 TRAF6를 인식합니다. 연구 및 분석 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TRAF6 토끼 단클론 항체
비고/별칭	RNF85; MGC:3310; TRAF6
종	인간
유전자ID (인간)	7189
유전자ID	7189
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4K3
단백질 분자량	60 kDa
배송 방식	아이스팩