

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Traf6 토끼 단일클론 항체 - Q9Y4K3

품목 번호: CM0007997



소개

사람, 마우스 및 랫드에서 WB, IP, ELISA 검증이 완료된 고품질 anti-TRAF6 토끼 단일클론 항체입니다. NF- κ B 신호 전달에서 중요한 E3 유비퀴틴 리가아제인 TNF 수용체 관련 인자 6(TNF receptor-associated factor 6, Q9Y4K3)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAF6 토끼 mAb
비고/별칭	RNF85; MGC:3310
종	사람
GeneID (사람)	7189
면역원	사람 TRAF6(NP_004611.1)의 아미노산 1-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y4K3
단백질 분자량	60 kDa
배송	아이스백