

If/Icc 및 Elisa용 Anti-Traf6 토끼 다클론 항체 - Q9Y4K3

품목 번호: CM0016826



소개

사람 TRAF6(SWISS Q9Y4K3)에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역 신호 전달 및 파골세포 분화 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAF6 토끼 pAb
비고/별칭	RNF85; MGC:3310; TRAF6
종	사람
유전자 ID	7189
면역원	사람 TRAF6(NP_004611.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y4K3
단백질 중량	60kDa
배송	아이스백