

Anti-Traf6 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 적용 가능) - Q9Y4K3

품목 번호: CM0021268



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 고품질 TRAF6 토끼 다클론 항체입니다. 유비쿼틴 리가아제 기능 및 NF- κ B 신호전달 경로 연구에 최적화되어 있으며 연구용으로 특이성과 신뢰성이 보장됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAF6 토끼 pAb
비고/별칭	RNF85; MGC:3310; TRAF6
종	인간
유전자 ID	7189
면역원	합성 펩티드 인간 TRAF6 (NP_004611.1)의 아미노산 50-150번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4K3
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스백