

Wb, Elisa용 항Traf7 다클론 항체 - Q6Q0C0

품목 번호: CM0013999



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 적합한 인간 TRAF7(Q6Q0C0)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 검증된 교차 반응성: 인간. 선천성 면역, 염증 및 세포자멸사 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAF7 토끼 pAb
비고/별칭	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
종	인간
유전자 ID (인간)	84231
유전자 ID	84231
면역원	인간 TRAF7(NP_115647.2)의 아미노산 260-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6Q0C0
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백