

웨스턴 블롯 및 Elisa용 항-Traf7 토끼 다클론 항체 - Q6Q0C0

품목 번호: CM0024362



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 TRAF7 토끼 다클론 항체입니다. 인간 TRAF7을 검출하며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 선천성 면역, 염증 및 세포사멸 경로 연구에 이상적이며, CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAF7 Rabbit pAb
비고/별칭	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
종	인간
유전자 ID (인간)	84231
면역원	인간 TRAF7 (NP_115647.2)의 아미노산 260-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q6Q0C0
단백질 분자량	75kDa
배송 방식	아이스팩