


Wb, Elisa용 Anti-Trafd1 토끼 다클론 항체 - O14545

품목 번호: CM0013168



소개

TRAFD1 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA를 통해 인간 TRAFD1(FLN29)을 검출합니다. 표적은 선천성 면역 TLR4/RLH 경로의 음성 조절자로, 염증 및 신호 전달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	TRAFD1 토끼 pAb
비고/별칭	FLN29; TRAFD1
종	인간
유전자 ID (인간)	10906
면역원	인간 TRAFD1(NP_006691.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14545
단백질 중량	65kDa
배송	아이스팩