

웨스턴 블롯용 Anti-Tram1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q15629

품목 번호: CM0013531

소개

인간 TRAM1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 소포체 단백질 이동, 비접힘 단백질 반응 및 바이러스 면역 회피 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAM1 Rabbit pAb
비고/별칭	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
종	인간
GeneID (인간)	23471
면역원	인간 TRAM1 (NP_055109.1)의 아미노산 305-374 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15629
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백