


Anti-Transcobalamin-1 (Tcn1) 폴리클로날 항체, Wb, Elisa용 - P20061

품목 번호: CM0028443



소개

인간 Transcobalamin-1 (TCN1/Haptocorrin)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 비타민 B12 수송 및 위장관 보호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCN1 Rabbit pAb
비고/별칭	HC, TCI, TCI, TC-1, TCN1
종	인간
유전자 ID (인간)	6947
면역원	인간 TCN1 (NP_001053.2)의 아미노산 24-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS Accession	P20061
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백