

## Wb, If, Elisa용 항-트랜스페린 다클론 항체 - P02787

품목 번호: CM0014425



### 소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 트랜스페린(세로트랜스페린)을 표적으로 하며, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하므로 철 수송, 세포 철 흡수 및 항상성 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 트랜스페린 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; 트랜스페린                     |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 7018                                                           |
| 유전자 ID      | 7018                                                           |
| 면역원         | 인간 트랜스페린(NP_001054.2)의 아미노산 355-698에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 숙주          | 토끼                                                             |
| 분류          | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                    |
| SWISS       | P02787                                                         |
| 단백질 분자량     | 77kDa                                                          |
| 배송          | 아이스백                                                           |