

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-트랜스페린 토끼 단일클론 항체 - P02787

품목 번호: CM0002746



소개

이 고품질 토끼 단일클론 항체는 인간 트랜스페린(Transferrin)을 표적으로 하며, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 철 대사, 암 및 전염병 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Transferrin Rabbit mAb
비고/별칭	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrin
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	7018
GeneID	7018
면역원(Immunogen)	인간 트랜스페린(P02787)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P02787
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스백