


Anti-Transglutaminase 2 (Tgm2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

품목 번호: CM0005489



소개

인간 Transglutaminase 2 (TGM2)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증됨. 단백질 가교, 세포사멸, 염색질 변형 연구에 이상적. 연구용으로만 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Transglutaminase 2 (TGM2) Rabbit mAb
비교/별칭	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
종	인간
GeneID (Human)	7052
GeneID	7052
면역원	재조합 단백질 인간 Transglutaminase 2 (TGM2) (NP_004604.2)의 아미노산 438-687에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P21980
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백