


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항트랜스글루타미나제 2 (Tgm2) 토끼 다클론 항체 - P21980

품목 번호: CM0017608



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 트랜스글루타미나제 2 (TGM2) 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸, 염색질 변형 및 세포외기질 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	트랜스글루타미나제 2 (TGM2) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); 트랜스글루타미나제 2 (TGM2)
종	인간
GeneID (인간)	7052
GeneID	7052
면역원	인간 트랜스글루타미나제 2 (TGM2)의 아미노산 299-548에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_945189.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P21980
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스팩