

Anti-Transketolase (Tkt) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P29401

품목 번호: CM0030874



소개

CamelBio는 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 갖는 인간 Transketolase (TKT)에 대한 토끼 다가 클로닝 항체를 제공합니다. 펜토스 인산 경로 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TKT Rabbit pAb
비고/별칭	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7086
유전자 ID	7086
면역원	인간 TKT (NP_001128527.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 클로닝 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P29401
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)