

Anti-Translin (Tsn) 폴리클론항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - Q15631

품목 번호: CM0023167



소개

인간 Translin (TSN, C3PO)에 대한 토끼 폴리클론항체; WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응; 약 26 kDa 단백질 검출. 염색체 전위 및 RISC 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TSN Rabbit pAb
비고/별칭	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; REHF-1; TSN
종	인간
GeneID (인간)	7247
GeneID	7247
면역원	합성 펩타이드 (인간 TSN의 아미노산 50-150에 해당하는 서열, NP_004613.1)
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15631
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백