

항-트랜스포틴 3 (Tnpo3) 토끼 단클론 항체, Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 - Q9Y5L0

품목 번호: CM0002275



소개

인간 트랜스포틴 3 (TNPO3)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 핵 수송 및 HIV-1 감염 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	트랜스포틴 3 (TNPO3) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMD2D, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportin 3 (TNPO3)
종	인간
유전자ID (인간)	23534
유전자ID	23534
면역원	합성 펩티드 인간 트랜스포틴 3 (Transportin 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0)의 아미노산 824-923번 위치 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y5L0
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스 팩