


Anti-Transthyretin (Ttr) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02766

품목 번호: CM0015194



소개

인간 Transthyretin (TTR)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 갑상선 호르몬 수송 및 아밀로이드증 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TTR Rabbit pAb
비고/별칭	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
종	인간
GeneID (Human)	7276
GeneID	7276
면역원	인간 TTR (NP_000362.1)의 아미노산 21-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02766
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백