

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Trap1 다클론 항체 - Q12931

품목 번호: CM0025890



소개

TRAP1 토끼 pAb는 인간 TRAP1(HSP75, HSP90L)을 표적으로 하는 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 샤페론 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAP1 토끼 pAb
비고/별칭	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
종	인간
유전자 ID	10131
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12931
단백질 분자량	80kDa
배송 방식	아이스팩