

Wb 및 Elisa용 Anti-Trap1 토끼 단일클론 항체 - Q12931

품목 번호: CM0011147



소개

이 토끼 단일클론 항체는 사람 TRAP1 (HSP75)을 특이적으로 인식하며, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 샘플과 반응하므로 미토콘드리아 샤페론 연구 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
종(Species)	사람(Human)
GeneID	10131
면역원(Immunogen)	사람 TRAP1 (Q12931)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q12931
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스백