

Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Trap1 토끼 단일클론 항체 - Q12931

품목 번호: CM0012712



소개

인증된 항-TRAP1 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스 HSP75를 검출합니다. WB, IP, IF, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 기능 및 암 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAP1 토끼 mAb
비고/별칭	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
종	인간
유전자 ID (인간)	10131
유전자 ID	10131
면역원	인간 TRAP1(NP_057376.2)의 아미노산 445-704에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12931
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스팩