

Wb, Ihc-P, If/Icc용 항Trap1 토끼 다클론 항체 - Q12931

품목 번호: CM0029452



소개

TRAP1 토끼 pAb는 인간, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 기능 및 암 대사에 관여하는 미토콘드리아 샤페론 TRAP1을 표적으로 합니다. 종양학 및 세포 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAP1 토끼 pAb
비고/별칭	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	10131
유전자 ID	10131
면역원	재조합 단백질 인간 TRAP1 (NP_057376.2)의 아미노산 445-704에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q12931
단백질 분자량	80kDa
배송 방법	아이스백