

Wb, Elisa용 Anti-Trappc10 폴리클로날 항체 - P48553

품목 번호: CM0030642

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된, 인간 TRAPPC10(TRAPP II 복합체 서브유닛)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하며, 골지 수송 및 신경계 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAPPC10 Rabbit pAb
비고/별칭	EHOC1; GT334; TMEI1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7109
GeneID	7109
면역원	인간 TRAPPC10 (NP_003265.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P48553
단백질 분자량	142kDa
배송	아이스백