

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Trappc2 단일클론 항체 - P0Di81

품목 번호: CM0003156

소개

인간 TRAPPC2/Sedlin을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 소포 수송 및 전사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TRAPPC2 토끼 mAb
비고/별칭	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
종	인간
GeneID (인간)	6399
GeneID	6399
면역원	인간 TRAPPC2 (P0Di81)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P0Di81
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백