

Anti-Trappc2 (Sedl) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P0Di81

품목 번호: CM0015992

소개

인간 TRAPPC2 (SEDL)에 대한 토끼 폴리클론 항체, 16 kDa. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 인간 샘플에서 검증됨; 면역원은 풀-레인스 1-140을 포함. 소포 수송 및 전사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAPPC2 Rabbit pAb
비고/별칭	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
종	인간
GeneID (인간)	6399
GeneID	6399
면역원	인간 TRAPPC2 (NP_055378.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P0DI81
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백