

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Trappc6A 토끼 다클론 항체 - O75865

품목 번호: CM0020873



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 TRAPPC6A 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 멜라노솜 생합성 및 소포 수송 연구에 적합합니다. CamelBio에서 원스톱으로 소싱하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAPPC6A 토끼 pAb
비고/별칭	TRS33; TRAPPC6A
종	인간
유전자ID	79090
면역원	인간 TRAPPC6A(NP_077013.1)의 아미노산 1-173에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O75865
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백