

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Trappc6B 토끼 다클론 항체 - Q86Sz2

품목 번호: CM0016118



소개

인간 TRAPPC6B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 세포 내 수송 및 초기 신경 회로 발달 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TRAPPC6B 토끼 pAb
비고/별칭	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
종	인간
GeneID (인간)	122553
GeneID	122553
면역원	인간 TRAPPC6B (NP_803235.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q86SZ2
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩