

Fc용 Anti-Trem1 단클론 항체 - Q9Np99

품목 번호: CM0009183



소개

인간 TREM1(CD354)에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포분석법에 대해 검증됨. 약 18kDa 및 26kDa 형태 검출. 선천면역, 염증, 패혈성 쇼크 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TREM1 mAb
비고/별칭	CD354; TREM-1
종	인간
GeneID (인간)	54210
GeneID	54210
면역원	인간 TREM1 (NP_061113.1)의 아미노산 21-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NP99
단백질 무게	18kDa/26kDa
배송	아이스백