

Anti-Trem1 토끼 다클론 항체 (If/Icc, Elisa용) - Q9Np99

품목 번호: CM0019328



소개

인간 TREM1(CD354)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 26 kDa 단백질로, 패혈성 쇼크 및 동맥경화증 연구를 포함한 선천성 면역 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TREM1 토끼 pAb
비고/별칭	CD354; TREM-1; TREM1
종	인간
GeneID (인간)	54210
GeneID	54210
면역원	합성 펩타이드[인간 TREM1(NP_061113.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NP99
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스백