


## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Trem2 토끼 다클론 항체 - Q9Nzc2

품목 번호: CM0014586



### 소개

인간 TREM2(Q9NZC2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미세아교세포 생물학 및 알츠하이머 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TREM2 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭       | PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; TREM2                         |
| 종           | 인간                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 54209                                                                 |
| 유전자 ID      | 54209                                                                 |
| 면역원         | 제조합 단백질 인간 TREM2(NP_061838.1)의 아미노산 19-161에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질. |
| 항체 공급원      | 토끼                                                                    |
| 분류          | 다클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                           |
| SWISS       | Q9NZC2                                                                |
| 단백질 분자량     | 25kDa                                                                 |
| 배송          | 아이스팩                                                                  |