

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Trex1 토끼 단일클론 항체 - Q9Nsu2

품목 번호: CM0004784



소개

사람에서 WB, IP, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 TREX1 항체입니다. 자가면역 및 미세핵 DNA 분해에 관여하는 33 kDa DNA 엑소뉴클레아제를 표적합니다. 선천성 면역 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TREX1 Rabbit mAb
비고/별칭	CRV; AGS1; DRN3; HERNS; RVCLS; TREX1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	11277
면역원	사람 TREX1 (Q9NSU2)의 아미노산 150-314에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	Q9NSU2
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백 (Ice bag)