

Anti-Trex1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsu2

품목 번호: CM0028136



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 TREX1 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플의 TREX1을 검출합니다. DNA 분해 및 선천성 면역 조절에 중요한 3'-5' 엑소뉴클레아제 TREX1 (Q9NSU2)을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TREX1 Rabbit pAb
비고/별칭	CRV; AGS1; DRN3; HERN3; RVCL3; TREX1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	11277
GeneID	11277
면역원	제조항 단백질/사람 TREX1 (NP_057465.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	Q9NSU2
단백질 크기	33kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)